

QUICKSTART GUIDE

AED TRAINER



Voor je begint

Inleiding

Dit toestel wordt gebruikt als hulpmiddel om praktische vaardigheden in te oefenen tijdens een gesimuleerde hartstilstand. Met de AED Trainer kan je een realistische training uitvoeren in het gebruik van de defibrillator, zonder dat er daadwerkelijke een op- en ontlading van elektrische energie plaatsvindt.

De AED Trainer kan gebruikt worden met of zonder de QCPR-app, die fungeert als afstandsbediening. Zie stap 4 om de AED Trainer te gebruiken zonder de app.


De AED Trainer bevat zes trainingsscenario's. Standaard staat scenario 1 ingesteld. Je kan het scenario wijzigen via de QCPR-app of via het toestel zelf (houd de '+' en Bluetooth-knop twee seconden ingedrukt).

De trainingselektroden kan je gebruiken op alle soorten poppen of andere voorwerpen, vb. een kussen.

! Opgelet


Het gebruik van het vest en het uitvoeren van de handelingen gebeurt onder toezicht van in reanimatie gecertificeerde instructeurs.

De AED Trainer gebruiken

	Download de QCPR-app. Log in op de app als instructeur.
	Selecteer "AED Trainer" op het startscherm in de app. Schakel Bluetooth in op het zijpaneel van de AED Trainer. Volg de instructies in de app totdat de AED Trainer op het scherm verschijnt.




Je ziet nu het configuratiescherm van de AED Trainer, dat als afstandsbediening werkt.



Druk op de groene knop en steek de trainings-elektroden in.

De instructies van de AED Trainer helpen je verder op weg.

25 seconden nadat de elektroden in de AED Trainer zijn geplaatst, wordt automatisch een schok geadviseerd. Als je sneller klaar bent, kan je in de app op 'Pads geplaatst' drukken om meteen door te gaan naar de volgende stap.



Je kan ook een QCPR-pop koppelen aan de app om live feedback te krijgen over de uitgevoerde reanimatie.

Selecteer "Reanimatie" op het startscherm en connecteer de QCPR-pop met de app.

Via het hartpictogram kan je wisselen tussen de afstandsbediening van de AED Trainer en de feedback van de reanimatie-oefening.

Trainingsscenario's

Symbool	Scenariobeschrijving
	Schokbaar ritme gedetecteerd door AED Trainer
	Niet-schokbaar ritme gedetecteerd door AED Trainer
	Onvoldoende elektrodenverbinding gedetecteerd door AED Trainer

Scenario	Symbool	Beschrijving
1		- Slachtoffer geeft een schokbaar ritme - Er is één schok nodig - Start reanimatie (CPR) - Er is opnieuw één schok nodig - Start opnieuw reanimatie (CPR) - Ritme wordt niet-schokbaar - Reanimatie (CPR) tot het scenario eindigt
2		- Slachtoffer geeft een niet-schokbaar ritme - Start reanimatie (CPR) - Ritme wordt schokbaar - Er is één schok nodig - Start opnieuw reanimatie (CPR) - Ritme wordt niet-schokbaar - Reanimatie (CPR) tot het scenario eindigt
3		- Slachtoffer geeft een schokbaar ritme - Er is één schok nodig - Start reanimatie (CPR) - Ritme wordt niet-schokbaar - Reanimatie (CPR) tot het scenario eindigt
4		- Slachtoffer geeft een schokbaar ritme - Start reanimatie (CPR) - Ritme is nog steeds schokbaar - Start reanimatie (CPR) en blijf deze cyclus herhalen
5		- Slachtoffer geeft een niet-schokbaar ritme - Start reanimatie (CPR) - Ritme is nog steeds niet-schokbaar - Start reanimatie (CPR) en blijf deze cyclus herhalen
6		- Er is een probleem met de elektroden dat je eerst moet oplossen - Slachtoffer geeft een schokbaar ritme - Er is één schok nodig - Start reanimatie (CPR) - Ritme wordt niet-schokbaar - Reanimatie (CPR) tot het scenario eindigt

Betekenis van de knoppen op de QCPR-app

	Pas het luidsprekervolume aan.		Stop het scenario (en de audio).
	Schakel de kindermodus in voor het volgen van de protocollen voor een kind. Deze modus is bedoeld om de pads correct te leren plaatsen.		Wissel van scenario. Je kan ook de reanimatietijd tussen analyses wijzigen van 2 naar 3 minuten.
	Zet de metronoom aan voor een vast ritme om op te trainen.		Wijzig de taal, er zijn 17 verschillende talen beschikbaar.
	Schakel volledig automatisch in om na te bootsen hoe training zou zijn met een volledig automatische AED-trainer die automatisch schokken afgeeft.		

Na afloop van een oefensessie

Haal de oefenelektroden van de oefenpop door de elektroden aan het uiteinde van de kabel vast te pakken en onder een hoek van 45° van de oefenpop te trekken. Trek NIET aan de kabels van de elektroden!

Controleer de AED Trainer en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.