

QUICKSTART GUIDE

REANIMATIEPOP

BORST VOLWASSENE

(met monitor)



Voor je begint

Inleiding


Deze pop is uitgerust met een CPR monitor met LED 's die zich in de linker schouder van de pop bevindt.

De LED 's reageren op het aantal compressies/min tijdens een reanimatie.

! Opgelet

- Reinig de pop vooraleer je ermee aan de slag gaat.
- Gebruik hiervoor het reinigingsdoekje of een mengsel van water en zeep.
- Gebruik geen schuurmiddelen!

Onderdelen



Draagtas







Jogging jasje (zwart)








en reinigingsdoekjes

Plaatsen van het longzakje

	Openen borstbedekking – Trek de borst huid los van de pop. Opgelet  Trek VOORZICHTIG stuk voor stuk de huid bij de knoppen los (10x) om blijvende rek of scheuren van de openingen van de borstbedekking te vermijden.
	Longzakje plooien Neem het longzakje en plooï het op volgens de gestippelde lijnen die erop geprint staan.
	Het longzakje insteken – Kantel het hoofd van de pop naar achteren. – Steek het longzakje met de geplooid zijde door de mond van de pop tot het aan de nek uitsteekt.
	Het longzakje doortrekken – Grijp het longzakje onder de nek vast en trek het verder tot je ter hoogte van de compressieplaat bent.
 Knop Longzakje	Longzakje met mondscherm – Open het mondscherm en bevestig het aan de 2 'knoppen' die zich aan de oren bevinden. – Open het longzakje en leg het passend met de cirkel op de zwarte compressieplaat. Opgelet  – Zorg dat het longzakje niet verdraaid is! Sluiten van de borstbescherming – Bevestig de borstbedekking van de pop

De borst gebruiken...

 Figure 1  Figure 2; <60 cpm	Reanimeren (●●●●) - Na de eerste compressie lichten alle vier LED's aan de bovenste linker schouder op. Dit geeft aan dat alle lichten werken en de 2 AA-batterijen opgeladen zijn (zie rug → blauw kastje linksboven) Opgelet ⚠ - Wanneer je een klik hoort tijdens een compressie geeft dit aan dat deze diep genoeg is uitgevoerd. ● <u>rood signaal</u>: het aantal compressies bedraagt nul tot minder dan 60 cpm/min.
 Figure 3; 60-80 cpm  Figure 4; 80-100 cpm	● <u>oranje signaal</u>: de 60 cpm/min worden bereikt. ● <u>1^{ste} groen signaal</u>: bij 80 cpm/min schakelt het oranje licht uit en gaat het eerste groene licht aan tot 100 cpm/min is bereikt.
 Figure 5; 100-120 cpm  Figure 6; >120 cpm	● <u>2 groene lichten</u>: het juist aantal cpm/min tussen 100-120 zijn bereikt. ● <u>oranje licht knippert</u>: (te) hoog aantal cpm/min.

Na afloop van een oefensessie

Controleer de oefenpop en meld eventuele gebreken aan RTC Limburg.